

Gebruiksaanwijzing

U heeft gekozen voor een goede kwaliteit zachte lenzen, gefabriceerd naar internationale voorschriften. Leest u de instructies aandachtig door om een veilig en comfortabel gebruik te verzekeren. Bewaar deze instructies voor verdere informatie.

Het indoen van de lenzen

1. Was uw handen met zeep en droog ze hierna goed.
2. Zorg ervoor dat de lens niet binnenstebuiten zit. Plaats de lens op uw rechter wijsvinger en zorg dat de lens in een goede ronde vorm is. Zorg ook dat de lens vochtig genoeg is, bij uitdroging van de lens zal hij niet in uw oog gaan.
3. Houdt uw bovenste ooglid op met uw linkerhand. U kunt hiervoor uw wijsvinger of duim gebruiken. Houdt uw onderste ooglid open met uw rechterhand. Hiervoor kunt u het beste uw middelvinger gebruiken
4. U kunt nu de lens in uw oog plaatsen. Zorg ervoor dat de lens op uw oog zit voordat u uw ogen rustig sluit.
5. Herhaal stap 2-4 voor uw linkerlens.

Het uitdoen van de lenzen

1. Was uw handen met zeep en droog ze hierna goed.
2. houdt uw ogen open zoals beschreven in stap 3 bij het indoen van de lenzen
3. met uw rechter wijsvinger en duim, haal de lens uit uw oog, uw vingers bewegend als een wasknijper over de lens, beginnend aan de buitenkant van de lens, bewegend naar het midden.
Als dit de eerste keer niet lukt, raak dan niet in paniek maar probeer het nogmaals.
4. herhaal deze stap voor uw andere oog.
Doe uw lenzen altijd uit als u gaat slapen.

Desinfecteren en bewaren van de lenzen

1. Maak de lenzen schoon, door ze één voor één met lenzenvloeistof in uw hand schoon te maken, en plaats ze vervolgens in het lenzendoosje met nieuwe lenzenvloeistof. Hergebruik lenzenvloeistof nooit.
2. Voor het bewaren van de lenzen, volg de instructies op uw lenzenvloeistof.

Als uw lenzen zijn uitgedroogd, plaats ze dan voorzichtig in een lenzendoosje met lenzenvloeistof.

Wanneer u dit onzorgvuldig doet kunnen de lenzen scheuren.

Laat de lenzen vervolgens voor 1 tot 2 uur staan. Maak de lenzen vervolgens schoon en controleer of de lenzen niet beschadigd zijn.

Waarschuwingen

- Doe uw lenzen uit en raadpleeg uw huisarts als uw ogen geïrriteerd reageren op uw lenzen, met klachten zoals pijn, rode ogen, brandend gevoel, waterige ogen, toenemend slecht zicht, gekleurde gloed rondom lichtbronnen en/of lichtgevoeligheid.
- Doe uw lenzen uit wanneer u gaat slapen.
- Draag uw lenzen niet te lang en doe ze op tijd uit.
- Knip uw vingernagels regelmatig voor het gemakkelijker maken van het uitdoen van de lenzen. Bovendien kan het vuil onder de vingernagels infecties veroorzaken in uw ogen.
- Vervang lenzen als ze beschadigd of gescheurd zijn, en doe ze niet meer in.
- Doe uw lenzen in voordat u make-up of schmink aanbrengt.
- Draag uw lenzen niet als u medicatie voor uw ogen heeft, zoals oogdruppels.
- Gebruik geen speeksel om uw lenzen nat te maken. In speeksel zitten bacteriën, schadelijk voor uw oog. Het is niet waar dat uw eigen bacteriën veilig zijn.
- Zorg ervoor dat uw lenzen niet in contact komen met haarspray of andere cosmetische middelen.
- Draag uw lenzen niet bij misselijkmakende of irriterende rook.
- Draag uw lenzen niet als u auto moet rijden.